

卡尤迪河测™ Flash20 新型冠状病毒核酸快检系统

/ 助力疫情常态化科学精准防控 /



让每个人都受益于分子诊断 Molecular Diagnostics For Everyone

卡尤迪发挥"硬核"科技力量 直接对接国家重大战略需求

2020年,新冠肺炎疫情突如其来,牵动着全社会的关注。随着我国新冠肺炎疫情防控向好态势进一步巩固,防控工作从应急状态转为常态化,卡尤迪最新研发的核酸快检系统符合国家政策倡导的新型核酸检测技术,能够充分满足社区等基层防控能力建设,有助于科学精准开展常态化疫情防控,有力推动复工复产复业复市,有力保障人民群众生命安全和身体健康。

46 46

李克强总理主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议,要求加快提升快速检测能力,尤其是推进检测时间短且无需实验室的核酸快速检测设备生产扩能。

——2020年5月7日

习近平总书记在 中央全面深化改革 委员会第十二次会议 中提出:"预防关口前 移,加强农村、社区等基 层防控能力建设,建立健全 分级、分层、分流的传染病等 重大疫情救治机制"。

——2020年2月14日

参加科协、科技界委员联组会时,李克强总理 说,不要小看小小的核酸检测迭代技术突破,它事 关常态化疫情防控能否做到科学精准,有力推动复 工复产复业复市。

——2020年5月23日

闪测™ Flash20 核酸快检系统



Flash20 国械注准20203220643

生产地址 代理人名籍 型号、规格 产品由主机、电源适配器和随机软件 (VLO) 组成。其中 主机由面板组件、反应盒模块、开关插座、机芯组件、底 板、血源键排写标字相读。 适用或图 其他内容

新冠试剂 国械注准20203400644

中华人民共和国

医疗器械注册证(体外诊断试剂)

注册人名称	卡尤迪生物科技宜兴有限公司
注册人住所	宜兴经济技术开发区者里路10号宜兴光电产业园4幢102-3、102-4
生产地址	江苏省官兴经济技术开发区市里路10号官兴光电产业园(幢102-3。 102-4。6幢一层中
代理人名称	/
代理人住所	/
产品名称	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
包装规格	規修A: 大包裝: 24人份/盒、标人份/盒、95人份/盒; 分管包装: 24人份/盒、85人份/盒、标人份/盒。 規修B: 大包裝: 24人份/盒、65人份/盒。
主要组成成分	2019-nG/V PCR反应度 1, 2019-nG/V PCR反应度 11, 2019-nG/V 契性对限品、同性对贸品、呼吸进样本处理液、反应增强剂。(具体内容详见产品提用等)
预期用途	本试剂鱼用于体外定性检测断型过吹成毒等染的肺炎凝粒病例。 植取熟性病例患者、其他需要进行新型过快病毒感染的颗线鉴别诊 斯者的解析子、疲液样本中。新型冠状病毒(2019-siGoF)(00Flab 8) A 据例。
附件	产品技术要求、说明书
产品储存条 件及有效期	-20±5℃的避光条件,有效期暂定6个月。
其他内容	/
备往	1. 本产品仅为新型层状容者(2019-siCoV) 医多分类类的操纵 医及 应急储备。注册证有效期为一句。

数准日期。 (2.20年代日十日 有效期等。 (1.20年代日十日

快速 / 1分钟加样,30分钟出结果

灵活 / 4个独立反应模块,样本随来随检

高效/分子并行反应专利技术,解放实验室人员

安全/反应过程全封闭,生物安全风险低,可不依赖于高级别实验室

便携 / 体积小巧,灵活应对现场检测需求



闪测™ Flash20 核酸快检系统 权威机构验证



临床试验验证灵敏度、特异性均≥95%

采用Flash20核酸快速检测平台,在国家疾控中心病毒病所、北京疾控中 心、武汉同济医院、北京地坛医院、中日友好医院,进行新型冠状病毒检 测试剂比对,完成270多例样本的临床试验,与已上市核酸检测试剂相 比:阳性符合率为95.20%,阴性符合率为99.33%,总符合率为97.45%。











中国食品药品检定研究院 检验结果符合规定

国家疾控中心 病毒病所

北京疾控中心

武汉同济医院

北京地坛医院

中日友好医院

闪测™ Flash20 核酸快检系统 核心技术




突破从核酸提取, 逆转录到PCR的反应极限!



P.C.T 国际专利



45分钟~2小时 完成



闪测™ Flash20 核酸快检系统 操作流程



) 「河测™ Flash20 核酸快检系统 应用场景

- ♂ 急诊科、发热门诊、ICU ♂ 海关、机场检疫







1

闪测™ Flash20 核酸快检系统 技术参数

型号	Flash 20
检测基因位点	ORF1ab基因、N基因
检测时间	30分钟
最低检测限	400copies/mL
适用样本类型	咽拭子、痰液
反应体系	50μL
样本处理方式	1分钟样本处理与加样
检测方式	独立反应模块,随到随检
单台检测模块	4
检测通道	FAM/SYBR Green(470nm)、HEX/VIC(525nm)、ROX/TEXAS RED(580nm)、CY5(635nm)
机身尺寸	300×300×200 (mm)
机身净重	4.7kg
应用场景	医院POCT、急诊与发热门诊、基层卫生机构、现场应急检测、海关与机场口岸

卡尤迪的愿景 ——"让每一个人都受益于分子诊断"

我们相信在精准医疗、分级诊疗成为发展方向的今天,我们的愿景也将在不远的未来实现。

卡尤迪生物科技(北京)有限公司,是一家在分子诊断领域深 耕10年的国产原研高科技创新企业,尤其擅长病原微生物 的核酸快速检测技术。具备仪器、试剂、系统平台和人工 智能大数据等交叉领域联合开发的能力,拥有自主知识产 权的核心技术。

公司成立于2009年,总部及研发中心位于北京,在江苏宜 兴有面积 8000 平米的 GMP 生产基地。作为国家级高新技 术企业及院士专家工作站,荣获"中国最具投资价值企业 50强"、"中国最具潜力企业"、2020年工信部表彰抗击 新冠疫情"先进集体"等殊荣。

公司先后成功获得包括高瓴资本、北极光创投、赛富亚 洲、联想之星在内的多家知名投资机构投资。核心管理 及技术团队成员均毕业于国内外知名院校(如北京大学、 北京理工大学、哈佛大学、加州大学、宾夕法尼亚州立 大学)。同时公司与精准医疗带头人周宏灏院士,北大物 理学院欧阳颀院士等多位院士合作,为项目研发提供技 术支持。

卡尤迪已申请83项国内外专利,其中主要包括国际PCT专 利22项,国内授权专利13项,美国专利2项,澳洲专利1项, 并承担科技部火炬计划,国家传染病重大专项。"让每一 个人都受益于分子诊断"是卡尤迪十年磨一剑的技术创新 源动力,也是疫情常态化背景下的坚定历史使命。















































卡尤迪生物科技(北京)有限公司

地址:北京市昌平区科技园区生命园路8号院一区15号楼2层

电话: 010-64844237

网址: www.covotebio.com



关注卡尤迪官方微信 了解更多公司动态