




卡尤迪生物
COYOTE BIO



Mini8 Plus 实时荧光定量PCR仪



CFDA三类注册证



欧盟CE认证


移动灵活、无需校准
操作方便、简单
一键式出结果
界面友好，设置简单

产品特点

- 小巧便携重量仅2.1Kg，占地面积与iPad相似
- 中文界面，30秒完成程序设置，无需培训
- 移动后免校准，LED光源寿命更长
- 兼容性好，通用耗材



WHO官方推荐设备



临床实验

技术参数

| | |
|--------|-------------------------------|
| 型号 | Mini8 Plus |
| 样本容量 | 8×0.2mL PCR管 |
| 反应体系 | ≥10uL |
| 工作温度范围 | 4°C~100°C |
| 升降温速率 | ≥1.5°C/s |
| 温度准确度 | ≤0.5°C |
| 控温精度 | ≤0.5°C |
| 温度均匀度 | ≤1°C |
| 运行模式 | 连续运行 |
| 检测通道 | 双通道 SYBR/FAM和ROX/Texas Red |
| 操作系统 | 微软Windows操作系统 |
| 外形尺寸 | 205×190×98 (mm) |
| 机身净重 | 2.1 kg |
| 电源 | 12V /10A |

直观友好的软件操作


① PCR程序设置




② 样品孔设置




③ 实验




清晰直观的结果展示



PCR扩增曲线



溶解曲线



绝对定量

Mini8 Plus 实时荧光定量PCR仪 注册证编号: 国械注准 20163401400

※专业资料, 仅供医疗卫生专业人士参考



关注卡尤迪生物

卡尤迪生物科技(北京)有限公司

地址: 北京市昌平区科技园区生命园路8号院一区15号楼2层
业务联系电话: 400-807-3999
网址: www.coyotebio.com

卡尤迪生物科技宜兴有限公司

地址: 江苏省宜兴市经济技术开发区光电子产业园4号楼B栋
电话: 400-033-0753
网址: www.coyotebio.com