

FlashDetect™

本产品适用于卡尤迪®小闪舱™
——全集成一体化核酸检测
试剂盒。



COYOTE® FlashDetect™

闪测Nano

全自动核酸检测分析仪

全自动分子POCT检测

- 极简操作
- 极致快速
- 小巧便捷
- 一键操作

全集成一体化检测试剂盒


- 全集成：采检一体
- 全封闭：安全无污染
- 立等可取：10~30分钟内即出结果
- 突破技术：冻干试剂预分装，可室温储存和运输

产品参数

升降温速度	$\geq 22^{\circ}\text{C}$			
光 学 通 道	FAM	HEX	ROX	CY5
检 测 通 量	1			
配 套 试 剂	可配套不同小闪舱试剂,全集成、全封闭,试剂预分装,试剂常温储存,含灭活型样本保存液。			
尺 寸	12.5 (长) * 22 (宽) * 29.8 (高) cm			
重 量	4.7千克			



工作流程



检测项目

呼吸道感染 检测系列	新冠病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	新冠病毒2019-nCoV和甲型乙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	甲、乙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	呼吸道合胞、肺炎支原体、腺病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
生殖道感染检测系列	MG/TV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	NG/UU核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	HSV-1&HSV-2核酸检测试剂盒(荧光PCR法)

北京卡尤迪生物科技股份有限公司

地址: 北京市海淀区中关村翠湖科技园云中心3号院22号楼
电话: +86 10 64844237 邮箱: sales@coyotebio.com 网址: www.coyotebio.com